

**ottobock.**

**Funktionelle  
Elektrostimulation für  
Hände und Füße.  
Mehr Mobilität.**



**Information für Anwender**

# Maßgeschneiderte Unterstützung für Fußheberschwäche.

Für Menschen mit Fußheberschwäche können alltägliche Aktivitäten wie Treppensteigen, das Betreten einer Bordsteinkante oder das Spaziergehen durch einen Park schwierig und anstrengend werden. Die Unfähigkeit, den Fuß richtig anzuheben, kann zu Stolpern, Instabilität und erhöhter Anstrengung bei jedem Schritt führen. Mit der richtigen Unterstützung ist es möglich, Mobilität und Gehverhalten zu verbessern, wodurch die tägliche Bewegung sicherer und natürlicher wird.



Das **L300 Go** ist auch als kleine Manschette für Beinumfang von 22 – 31 cm – z.B. für Kinder – verfügbar.



Weitere Infos  
zum **L300 Go**



**L300 Go**



**L300 Go Plus Upgrade**

## **L300 Go und L100 Go. Mit Leichtigkeit gehen.**

Das **L300 Go** und **L100 Go** sind innovative FES-Geräte (funktionelle Elektrostimulation), die entwickelt wurden, um Menschen mit einer Fußheberschwäche zu helfen. Sie heben den Fuß bei jedem Schritt an, verbessern das Gehverhalten und verringern die Sturzgefahr. Erleben Sie mehr Mobilität, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit mit einfacher Handhabung und spürbaren positiven Auswirkungen auf Ihren Alltag.

### **L300 Go Plus Upgrade**

Falls Ihr Knie instabil ist oder Ihre Oberschenkelmuskulatur geschwächt ist, gibt es eine zusätzliche Hilfe: Der Oberflächenstimulator **L300 Go Plus Upgrade**. Dieser kann entweder zusammen mit dem **L300 Go** verwendet oder auch unabhängig davon genutzt werden, um Ihre Muskulatur zu unterstützen.



L100 Go



Weitere Infos  
zum **L100 Go**

## Für beide Systeme gilt

- Intuitive Anpassung und die Möglichkeit des einhändigen Anziehens sorgen für einen sicheren Gebrauch für den Patienten.
- Die Echtzeit-3D-Bewegungserkennung sorgt für verlässliche Stimulation zum richtigen Zeitpunkt.
- Eine Anwender-App zur Ansteuerung und Aktivitätsmessung ermöglicht eine einfache Bedienung.
- Integrierter 10-m-Gehtest zur Erfolgs- und Ergebniskontrolle.

	L300 Go	L100 Go
3D-Bewegungserkennung	✓	✓
Bluetooth-Programmierung	✓	✓
Anwender-App	✓	✓
Einkanalstimulation	✓	✓
Mehrkanalstimulation	✓	–
Mit Oberschenkelsystem kombinierbar	✓	–
Optionaler Fußsensor	✓	–



## **H200 Wireless.** **Das Leben genießen.**

Das **H200 Wireless** nutzt elektrische Stimulation, um Nerven zu aktivieren und die Hand- und Unterarmbewegung zu verbessern. Es hilft, die Grifffunktion wiederherzustellen, unterstützt die täglichen Aktivitäten und stärkt die Muskeln – auch wenn es nicht benutzt wird.

- Verbessert Griffigkeit und Handbeweglichkeit
- Unterstützt alltägliche Aufgaben wie Halten und Greifen
- Leichtes, ergonomisches Design für ganztägigen Komfort
- Ideal für die Therapie und den täglichen Gebrauch, fördert das Muskeltraining und die funktionelle Unabhängigkeit.

## **Ansprechpartner.**

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren bekannten Ansprechpartner bei Ottobock oder besuchen Sie unsere Website.



Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH  
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T + 49 5527 848 3455 · F +49 5527 848 1510  
orthetik@ottobock.de · www.ottobock.com